



Hôpital \_\_\_\_\_

Nom, prénom \_\_\_\_\_ No. ID \_\_\_\_\_  
 Adresse \_\_\_\_\_ Date naissance \_\_\_\_\_ Sexe  M  F  
 Tél. \_\_\_\_\_ Pays \_\_\_\_\_

**Indication au DAI** 1. Cardiopathie \_\_\_\_\_ 2. Indication clinique \_\_\_\_\_

**Anamnèse et examen avant primo-implantation**

syncope  infarctus  pacemaker  artériopathie périph.  
 réanimation  angioplastie  transplantation cardiaque  diabète  
 insuf. card.  CABG  HTA  BPCO  
 vice valvulaire non opéré  opération valvulaire  insuf. rénale  anam. familiale de mort subite  
 maladie cérébro-vasc  autre, non spécifié

**3. Arythmie clinique documentée**

FV \_\_\_\_\_ TV monomorphe soutenue \_\_\_\_\_  
 TV non sout. \_\_\_\_\_ TV polymorphe soutenue \_\_\_\_\_

**Autres troubles du rythme**

Maladie du sinus  FA/flutter  autre TSV  
 troubles cond. AV  autre arythmie

**4. EEP avant primo-implant**

**Données actuelles** Classe NYHA \_\_\_\_\_ FE VG \_\_\_\_\_ %  
 Largeur QRS \_\_\_\_\_ ms  Spontané  Stimulé (rythme propre insuffisant)

**Opération**

Date \_\_\_\_\_ Opérateur 1 \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_ **Anesthésie**  
 Durée opératoire \_\_\_\_\_ min. Temps scopie \_\_\_\_\_ min. Exposition RX \_\_\_\_\_ cGxcm<sup>2</sup>  locale  générale

**Intervention**

Primo-implantation  Réintervention DAI  Réintervention sur l'électrode

Dans quel hôpital a eu lieu la dernière intervention? \_\_\_\_\_

explanté ou révisé

**5. Réintervention DAI****6. Indication à la réintervention sur le DAI**

Réintervention \_\_\_\_\_ Indication \_\_\_\_\_  
 Fabricant \_\_\_\_\_ Modèle \_\_\_\_\_ No. série \_\_\_\_\_  
 Mode de stimulation max. \_\_\_\_\_ Date d'impl. (DAI explanté) \_\_\_\_\_

**7. Réintervention sur l'électrode****8. Indication à la réintervention sur l'électrode**

Réint. Electr. VD \_\_\_\_\_ Indication \_\_\_\_\_  
 Fabr. \_\_\_\_\_ Mod. \_\_\_\_\_ No. \_\_\_\_\_ Date d'impl. \_\_\_\_\_  
 Réint. Electr. autric. \_\_\_\_\_ Indication \_\_\_\_\_  
 Fabr. \_\_\_\_\_ Mod. \_\_\_\_\_ No. \_\_\_\_\_ Date d'impl. \_\_\_\_\_  
 Réint. Electr. VG \_\_\_\_\_ Indication \_\_\_\_\_  
 Fabr. \_\_\_\_\_ Mod. \_\_\_\_\_ No. \_\_\_\_\_ Date d'impl. \_\_\_\_\_  
 Réint. Autre Electr. \_\_\_\_\_ Indication \_\_\_\_\_  
 Fabr. \_\_\_\_\_ Mod. \_\_\_\_\_ No. \_\_\_\_\_ Date d'impl. \_\_\_\_\_

nouveau ou révisé

**DAI** Date d'implant. \_\_\_\_\_ Date de primo-implant. \_\_\_\_\_ 9. Mode de stimulation max. \_\_\_\_\_  
 Fabr. \_\_\_\_\_ Mod. \_\_\_\_\_ No. \_\_\_\_\_ 10. Position \_\_\_\_\_

**Electrode active****Electrode VD****Electrode auric.****Electrode VG****Autre électrode**

	Electrode VD	Electrode auric.	Electrode VG	Autre électrode
Date d'implantation	_____	_____	_____	_____
Fabricant	_____	_____	_____	_____
Modèle	_____	_____	_____	_____
No. série	_____	_____	_____	_____
11. Position	_____	_____	_____	_____
12. Polarité (p/s)	_____	_____	_____	_____
13. Fonction	_____	_____	_____	_____
14. Accès	_____	_____	_____	_____
15. Connecteur	_____	_____	_____	_____
Fixation	<input type="radio"/> active <input type="radio"/> passive	<input type="radio"/> active <input type="radio"/> passive	<input type="radio"/> active <input type="radio"/> passive	<input type="radio"/> active <input type="radio"/> passive

**Mesures****Electrode VD****Electrode auric.****Electrode VG****Autre électrode**

Seuil \_\_\_\_\_ V à \_\_\_\_\_ ms \_\_\_\_\_ V à \_\_\_\_\_ ms \_\_\_\_\_ V à \_\_\_\_\_ ms \_\_\_\_\_ V à \_\_\_\_\_ ms  
 Détection (mV) \_\_\_\_\_  
 Impédance de stim.(Ω) \_\_\_\_\_

**Impédance-HV**

Endovasc. distal \_\_\_\_\_ Ω Endovasc. proximal \_\_\_\_\_ Ω Autre \_\_\_\_\_ Ω

FV induite  oui  non Energie minimale efficace \_\_\_\_\_ Joules

**Particularités** (apparaissent sur le passeport DAI) \_\_\_\_\_

# Liste des codes

## Indications au DAI

### 1. Cardiopathie

01 = Maladie coronarienne  
 02 = Cardiomyopathie dilatée  
 03 = Cardiomyopathie hypertrophique  
 04 = Syndrome du QT long  
 05 = Dysplasie arythmogène du VD  
 06 = Cardiopathie congénitale  
 07 = Non compaction  
 08 = FV idiopathique  
 09 = Syndrome de Brugada

10 = TV polymorphe catécholergique  
 11 = Syndrome du QT court  
 12 = Repolarisation précoce  
 13 = Cardiopathie valvulaire  
 14 = TV idiopathique  
 15 = Amyloïdose  
 16 = Sarcoïdose  
 17 = Cardiopathie hypertensive  
 18 = Post-TAVI  
 98 = Non décelée  
 99 = Non définie

### 2. Indication clinique

01 = Prophylaxie primaire  
 02 = Prophylaxie secondaire

## Anamnèse

### 3. Arythmie clinique documentée

01 = aucune  
 02 = spontanée  
 03 = induite à l'EEP  
 04 = spontanée et induite à l'EEP

### 4. EEP avant primo-implantation

01 = non effectuée  
 02 = pas de TV inductible  
 03 = TV non soutenue inductible  
 04 = TV polymorphe soutenue/FV inductible  
 05 = TV monomorphe soutenue inductible

## Intervention

### 5. Réintervention DAI

01 = Changement de DAI  
 02 = Upgrade en DDD  
 03 = Upgrade en système CRT  
 04 = Downgrade  
 05 = Explantation du DAI  
 06 = Révision de la loge  
 07 = PM upgrade à ICD  
 99 = Non codifiée

### 6. Indication à la réintervention sur le DA

01 = Epuisement de la batterie (EOL)  
 02 = Epuisement prématuré de la batterie  
 03 = Dysfonction du DAI  
 04 = Rappel du fabricant  
 05 = Hématome  
 06 = Infection/Perforation/Ulcération  
 07 = Problème de loge  
 08 = Changement de système (syndrome du PM)

09 = Changement de système (insuffisance cardiaque)  
 10 = Changement de système (autre indication)  
 11 = Sur demande du patient  
 12 = Nouvelle implantation après explantation du DAI  
 13 = PM upgrade à ICD (aggravation fonction de pompe)  
 14 = PM upgrade à ICD (arythmies)  
 15 = PM upgrade à ICD (autres indications)  
 99 = Non codifiée

### 7. Réintervention sur l'électrode

01 = Explantation  
 02 = Explantation et réimplantation nouvelle électrode  
 03 = Réimplant. nouvelle électrode sans explantation  
 04 = Implantation d'une électrode supplémentaire  
 05 = Révision  
 06 = Electrode désactivée et laissée en place  
 99 = Non codifiée

### 8. Indication à la réintervention sur l'électrode

01 = Dislocation  
 02 = Problème de stimulation  
 03 = Problème de recueil  
 04 = Problème de seuil de défibrillation  
 05 = Défaut d'isolation  
 06 = Fracture du conducteur  
 07 = Perforation  
 08 = Infection/Ulcération  
 09 = Insuffisance cardiaque

10 = Palpitations/Syndrome du PM  
 11 = Problème de connecteur  
 12 = Syndrome de Twiddler  
 13 = Stimulation phrénique/musculaire  
 14 = Rappel du fabricant  
 15 = Explantation du DAI  
 16 = Nouvelle implant. après explant. du DAI et de l'électr.  
 99 = Non codifiée

## DAI

### 9. Mode de stimulation maximal

01 = Monocaméral  
 02 = Bicaméral  
 03 = CRT  
 05 = S-ICD (Défibrillateur sous-cutané)  
 06 = EV-ICD

### 10. Position du DAI

01 = Pectorale sous-cutanée gauche  
 02 = Pectorale sous-musculaire gauche  
 03 = Pectorale sous-cutanée droite  
 04 = Pectorale sous-musculaire droite  
 05 = Axillaire sous-cutanée gauche

06 = Intra-thoracique  
 07 = Abdominale  
 08 = Rétromammaire  
 99 = Non codifiée

## Electrode

### 11. Position

01 = OD  
 02 = VD  
 03 = SC  
 04 = Endovasculaire  
 05 = Sous-cutanée  
 06 = Epicardique auriculaire droite  
 07 = Epicardique ventriculaire droite  
 08 = Epicardique auriculaire gauche  
 09 = Epicardique ventriculaire gauche  
 10 = Pleurale  
 11 = His  
 12 = LBBAP  
 13 = rétrosternale  
 99 = Non codifiée

### 12. Polarité (pace/sense)

01 = vraie bipolaire  
 02 = bipolaire intégrée  
 03 = unipolaire  
 04 = quadripolaire (VDD)  
 05 = quadripolaire  
 06 = vraie multipolaire  
 07 = bipolaire, seule sense  
 98 = inapplicable  
 99 = Non codifiée

### 13. Fonction

01 = Pace/sense  
 02 = Pace/sense/défib. VD  
 03 = Pace/sense/défib. VD+VCS  
 04 = Pace/sense/défib.  
 05 = Défib. VD  
 06 = Défib. VD+VCS  
 07 = Défib.  
 08 = Sense/Défib. sous-cutanée  
 09 = Sense/Défib.

### 14. Accès

01 = V. céphalique gauche  
 02 = V. sous-clavière gauche  
 03 = V. céphalique droite  
 04 = V. sous-clavière droite  
 05 = Thoracotomie  
 06 = Thoracoscopie  
 07 = Sous-cutanée  
 08 = V. axillaire gauche  
 09 = V. axillaire droite  
 10 = rétrosternale  
 99 = Non codifié

### 15. Connecteur

01 = 1x IS-1  
 02 = 1x IS-4  
 03 = 1x DF-1  
 04 = 1x DF-4  
 05 = 1x IS-1 + 1x DF-1

06 = 1x IS-1 + 2x DF-1  
 07 = 2x IS-1 + 1x DF-1  
 08 = Spéciale sous-cutanée (Sense+HV)  
 09 = 2x IS-1 + 2x DF-1  
 10 = EV-4  
 99 = Non codifiée